

Maßtabelle Beckengurte Spinabetont



Dieser Beckengurt mit zentraler Einstellung über die vorderen Rastriemen zeichnet sich durch seine Stabilität bei hohem Tragekomfort aus.

Die angeformten Polster sind mit stabilen Einlegern versehen, die im Auflagebereich am Becken leicht abgepolstert sind. Durch die stabile, beckenumgreifende Form und die Einstellungsmöglichkeiten der Begurtung wird das Becken des Patienten bestmöglich positioniert.

Die vorderen Zahnriemenschnallen sind über einen Aluminiumkern fest mit dem Bauteil verbunden. Somit wird ein Herausreißen (wie z.B. bei aufgenähten Manschetten) vermieden. Auch einem möglichen Verdrehen der Zahnriemenschnallen beugen wir damit vor.

Bezeichnung	Größe	Spinenbreite	Länge x Höhe eines Polsters	Art.Nr.
2 Punkt Beckengurt Spinabetont Befestigung über Gurtband (z.B. Sitzschale)	1	ca. bis 18	11,0 x 5,5	40/182-GB01
	2	ca. 18 bis 23	13,0 x 5,5	40/182-GB02
	3	ca. 24 bis 32	16,5 x 6,0	40/182-GB03
	4	ca. 33 bis 42	20,0 x 7,0	40/182-GB04
2 Punkt Beckengurt Spinabetont Befestigung über Rastriemen (z.B. Stehgerät)	1	ca. bis 18	11,0 x 5,5	40/182-R01
	2	ca. 18 bis 23	13,0 x 5,5	40/182-R02
	3	ca. 24 bis 32	16,5 x 6,0	40/182-R03
	4	ca. 33 bis 42	20,0 x 7,0	40/182-R04
4 Punkt Beckengurt Spinabetont Befestigung über Gurtband (z.B. Sitzschale)	1	ca. bis 18	11,0 x 5,5	40/180-GB01
	2	ca. 18 bis 23	13,0 x 5,5	40/180-GB02
	3	ca. 24 bis 32	16,5 x 6,0	40/180-GB03
	4	ca. 33 bis 42	20,0 x 7,0	40/180-GB04
4 Punkt Beckengurt Spinabetont Befestigung über Rastriemen (z.B. Stehgerät)	1	ca. bis 18	11,0 x 5,5	40/180-R01
	2	ca. 18 bis 23	13,0 x 5,5	40/180-R02
	3	ca. 24 bis 32	16,5 x 6,0	40/180-R03
	4	ca. 33 bis 42	20,0 x 7,0	40/180-R04

Angaben in cm

Sie erhalten diese Beckenbegurtung wahlweise in folgenden Befestigungsvarianten:

- Befestigung am Untersatz mittels Gurtband (Gurtbandüberleger im Lieferumfang enthalten)
- Befestigung am Untersatz mittels Zahnriemen (Zahnriemenschnallen im Lieferumfang enthalten)

Hilfsmittelnr. 18.99.99.0905