

Maßtabelle Rohling für Sitzsystem Typ 500

Aluminium Rohling breitenverstellbar, ohne Polsterung,
 Scharnier montiert 2x, Fixierung 90°, Schlitz einarbeiten 4x,
 Polsterträger 6-teilig

Die Sitzschale wird nach Ihren Maßangaben gefertigt



Größe	Sitzbreite max. Außenbreite der Schale	Sitztiefe (kürzbar)	Rückenhöhe (kürzbar)	Art.Nr.
1	29	25	40	20/110
2	36	32	47	20/110
3	43	39	54	20/111
4	50	46	61	20/111

Angaben in cm

Maßtabelle Rohling breitenverstellbar für Sitzsystem Typ 500

Aluminium Rohling breitenverstellbar, ohne Polsterung, Scharnier montiert 2x,
 Fixierung 90°

Die Sitzschale ist um etwa 6 cm in der Breite verstellbar.

Diese Verstellung dient zur Erstanpassung am Patienten und wird später
 zusätzlich durch die Zurüstartikel (z. B. Adapter) fixiert.

Die Sitztiefe und Rückenhöhe muss ebenfalls dem Patienten angepasst
 werden.



Größe	Sitzbreite (verstellbar) max. Außenbreite der Schale	Sitztiefe (kürzbar)	Rückenhöhe (kürzbar)	Art.Nr.
1	28 - 34	38	47	20/112
2	35 - 41	52	63	20/112
3	42 - 48	55	72	20/113
4	49 - 55	63	72	20/113

Angaben in cm

Bitte bei Bestellung die Maße angeben (von....bis....)